



Objet	Ce document a pour objectif de présenter de manière générale le manuel de prélèvement du laboratoire et sa consultation. Il concerne le personnel préleveur et le personnel prescripteur des examens biologiques.
Définitions	/
Références	/



L'ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale (L.6221-1 CSP) rend obligatoire l'accréditation des laboratoires de biologie médicale (LBM).

Suite à la parution du GENREF 11 V 09, nous vous rappelons que les clients du laboratoire ne sont pas autorisés à utiliser la marque d'accréditation (Cofrac).

1- LA PHASE PRE-ANALYTIQUE

La **phase pré-analytique** correspond à une série d'étapes commençant chronologiquement par la prescription des examens par le clinicien, comprenant la demande d'examen, la préparation du patient, le prélèvement du spécimen, l'acheminement jusqu'au laboratoire et au sein du laboratoire et finissant au début de la phase analytique.

Cette phase est **primordiale, elle conditionne la qualité et la validité des résultats des examens** de biologie médicale et leur utilisation ultérieure par le clinicien.

2- LE MANUEL DE PRELEVEMENT

L'ensemble des examens réalisés par notre laboratoire sont listés dans le manuel de prélèvement, ainsi que les différents renseignements pré-analytiques permettant de réaliser le prélèvement dans les conditions requises pour l'analyse biologique. Ainsi, **des instructions spécifiques relatives au prélèvement** et à la manipulation des échantillons primaires sont à disposition des responsables du prélèvement des échantillons primaires et figurent dans ce manuel de prélèvement.

Une attention particulière est portée sur les **conditions de transport** (cf. onglet « Transport des échantillons ») et le délai entre le prélèvement / traitement de l'échantillon biologique et le début de la phase analytique.

La liste des **non-conformités** ainsi que leur traitement par le laboratoire sont détaillés dans ce manuel, dans l'onglet « Non-conformités pré-analytiques ». Les prélèvements non conformes aux critères d'acceptabilité ne sont pas acceptés. Toutefois, en cas de situation clinique particulière ou de prélèvement dit « précieux » (*exemple : liquide céphalo-rachidien, moelle osseuse, liquide péricardique/pleural...*), le biologiste pourra décider d'accepter le prélèvement et de réaliser l'analyse. Cette dérogation sera tracée.

Toute nouvelle information ou changement dans le traitement d'un examen fait l'objet d'une **information** ou **note d'actualité** sur la page d'accueil.

Les examens les plus fréquemment sous-traités sont également intégrés dans ce manuel de prélèvement. Il est possible d'accéder directement au référentiel des examens du laboratoire Biomnis (sous-traitant principal) en cliquant sur l'icône Biomnis située dans l'onglet « Liens vers laboratoires sous-traitants » sur la page d'accueil de ce manuel.

Ce manuel de prélèvement se veut le plus complet possible. En cas de question, vous pouvez appeler le laboratoire (cf. numéros de téléphone dans le document « Présentation générale du laboratoire », onglet « Informations sur le laboratoire »).



3- UTILISATION DU MANUEL DE PRELEVEMENT

1. Recherche



- Accueil
- Présentation
- Examens
- Actualités
- Documents

VISKALI aee

Version: V04
Date d'application: 20/04/2021

BIENVENUE SUR LE MANUEL DE PRELEVEMENT DU CH DE CHOLET

ACCÉDEZ À NOTRE GUIDE DES EXAMENS ET NOS RECOMMANDATIONS DE PRÉLEVEMENTS

Voir la présentation

Quel examen recherchez-vous ?

+ Recherche avancée

Rechercher

Connexion

Filter pour la recherche :
laboratoire exécutant,
spécialité, examens à jeun

DOCUMENTS

PRE ANALYTIQUE

Liens vers laboratoires sous-traitants

INFORMATIONS SUR LE LABORATOIRE ET
INFORMATIONS DIVERSES

MISE À JOUR

Tout afficher

02/03/2022 GRIPPE ET VRS : RECHERCHE PAR
PCR

02/03/2022 COVID, GRIPPE ET VRS :
RECHERCHE PAR PCR

05/01/2022 HCG

22/11/2021 ANALYSE BACTÉRIOLOGIQUE DE
PRELEVEMENT AU NIVEAU DE
SINUS

22/11/2021 ANALYSE BACTÉRIOLOGIQUE DE
GORGE

22/11/2021 ANALYSE BACTÉRIOLOGIQUE DE
PRELEVEMENT D'ORIGINE

ACTUALITÉS

Recherche d'ANCA, anticorps anti-MPO,
anticorps antiPR3: examens sous-
traités au CHU d'Angers - 05-01-2022

Toutes les demandes de Recherche
d'ANCA, anticorps anti-MPO, anticorps
antiPR3 sont sous-traitées au laboratoire
d'immunologie du CHU d'Angers

Espaces
d'informations et
d'actualités

Informations complémentaires sur le
laboratoire, sur le manuel de prélèvement
et recommandations générales:
⇒ cliquer sur le menu déroulant ou
l'onglet pour accéder au document

Espace de traçabilité des
mises à jour importantes
des fiches examens

2. Résultats de la recherche – exemple :

Exemple de la NFS (Numération Formule Sanguine) :

Q nfs

+ Recherche avancée

Rechercher

nfs x

Effacer tous les filtres x

1 Examens trouvés

NUMERATION FORMULE SANGUINE

HEMOGRAMME, NFS

NUMERATION FORMULE SANGUINE

HEMOGRAMME, NFS

Nom d'examen

Synonyme (s)

Spécialité

Laboratoire exécutant

Bon de demande

NUMERATION FORMULE SANGUINE

HEMOGRAMME
NFS

HÉMATOLOGIE-CYTOLOGIE

LABORATOIRE CH DE CHOLET

Imprimé blanc : hématologie

Imprimé rose : Service des Urgences et gardes

⇒ Accès aux principaux éléments
de la fiche examen



3. Cliquer sur l'analyse :

La fiche technique s'ouvre avec tous les renseignements pré-analytiques utiles pour le prélèvement et l'analyse

Retour

FICHE EXAMEN
NUMERATION FORMULE SANGUINE
Révisé le 29/03/2022 12:57:38

Connexion

EXAMEN
PRE ANALYTIQUE
ANALYTIQUE
POST ANALYTIQUE

INFORMATIONS/RENSEIGNEMENTS

EXAMEN

Nom d'examen	NUMERATION FORMULE SANGUINE
Spécialité	HÉMATOLOGIE-CYTOLOGIE
Synonyme (s)	HEMOGRAMME NFS
Principales indications	- Permet d'apprécier un dysfonctionnement de la moelle osseuse ou des perturbations dites périphériques (touchant les GR, les GB et les plaquettes) - Diagnostic et suivi d'hémopathie - Suivi de traitement
Laboratoire exécutant	LABORATOIRE CH DE CHOLET

PRE ANALYTIQUE

Bon de demande	Imprimé blanc : hématologie Imprimé rose : Service des Urgences et gardes
Conditions d'acheminement au laboratoire	< 4h à température ambiante ATTENTION: en cas de patients ayant des agglutinines froides, le tube EDTA doit être prélevé et acheminé au laboratoire à 37°C: venir chercher au laboratoire de biochimie le kit à Cryo (utilisé pour les patients ayant des agglutinines froides) + tube EDTA (conservés à 37°C).
Nature de l'échantillon biologique	Sang total EDTA